

JESTEŚ ZMĘCZONY WYPADAJĄCĄ PROTEZĄ?

.....
Pozwól, że rozwiążemy Twój problem.



INPLACETM

Utrzyma Twoje Zęby na Miejscu

KORZYSTAJĄC Z TRADYCYJNEJ PROTEZY
(CAŁKOWITEJ LUB CZĘŚCIOWEJ)
CODZIENNIE BORYKASZ SIĘ
Z NASTĘPUJĄCYMI OGRANICZENIAMI:



NIE JESTEŚ SAM - WIEDZIAŁEŚ O TYM?

Ponad
240 milionów
LUDZI NA ŚWIECIE
ma częściowe bądź
całkowite bezzębie-
liczba ta wzrośnie
dwukrotnie w ciągu
najbliższych 20 lat!

Szacuje się, że
44%
populacji w Polsce,
która przekroczyła
65 rok życia,
jest bezzębna.

Rośnie liczba osób z bezzębieniem, które dochodzą do wniosku, że **implanty dentystyczne** mogą być najlepszym sposobem uzupełnienia ich brakujących zębów.

KONSEKWENCJE UŻYTKOWANIA PROTEZ DENTYSTYCZNYCH SĄ OCZYWISTE!

Twoja szczęka i żuchwa, aby były zdrowe, stymulowane oraz silne, potrzebują wsparcia korzeni zębowych. W wyniku upływu czasu, kość szczęki i żuchwy, która nie jest wspierana przez korzenie zębów, traci wysokość, szerokość i gęstość.



Bezpośrednio po usunięciu wszystkich zębów szczęka i/lub żuchwa jest optymalnej wysokości, szerokości.



Po kilku latach noszenia protezy stan szczęki i/lub żuchwy pogarsza się w wyniku ciągłego nacisku w trakcie przeżuwania. Zmiany w wysokości i szerokości kości sprawiają, że proteza słabo przylega.



Dalsze noszenie protezy dentystycznej spowoduje pogorszenie się stanu szczęki i/lub żuchwy oraz osłabi przyleganie protezy, co znacząco wpływa na pogorszenie jakości życia.

Protezy oparte na implantach mogą spowolnić zanik kości, wyeliminują potrzebę ścisłego przylegania i utrzymają Twoje zęby na miejscu (InPlace™).



CO TO JEST TERAPIA IMPLANTOLOGICZNA?

Pierwsze odnotowane użycie implantów dentystycznych miało miejsce w 600 r. Zostały one wykorzystane przez starożytnych Majów. Od tego czasu, implanty i cała technologia z nimi związana znacznie ewoluowały. Dzisiaj, implanty dentystyczne są uznawane za najlepsze rozwiązanie protetyczne dla osób, które utraciły swoje zęby.

Implanty to niewielkie tytanowe korzenie, które wprowadza się na stałe w szczękę bądź żuchwę.

Z czasem implant integruje się z kością i zachowuje się jak naturalny korzeń zęba.

Terapia implantologiczna jest przeznaczona dla pacjentów, którzy mają braki zębowe. Osoby z kilkoma brakującymi zębami lub z bezzębem, zazwyczaj noszą częściowe bądź całkowite protezy ruchome. Alternatywą dla wyżej wymienionych przypadków jest proteza oparta na implantach- idealna metoda leczenia bezzębia.

Miliony pacjentów na całym świecie odkryły zalety tego rozwiązania, które poprawia jakość życia.

CO TO JEST PROTEZA UTRZYMANA NA IMPLANTACH?

Proteza ta jest częściowym bądź całkowitym uzupełnieniem braków zębowych, z wykorzystaniem implantów stomatologicznych. Elementy utrzymujące wprowadzone są w protezę i opierając się na implantach zapewniają lepsze wsparcie i stabilizację dla uzupełnionych zębów.



Proteza oparta na implantach i dźwiśle: spoczywa ona bezpośrednio na dźwiśle i jest utrzymywana przez Locatory (łączniki) przytwierdzone do implantów wprowadzonych w szczękę i/lub żuchwę. Jest to proteza ruchoma. Łączniki umożliwiają pacjentowi samodzielne i bezpieczne zdejmowanie protezy do codziennej higieny.



Proteza oparta na implantach i belce: wykorzystuje ona element indywidualnie dobranej belki osadzonej na implantach wprowadzonych w szczękę i/lub żuchwę, która łączy się z Locatorami (łącznikami). Jest to proteza ruchoma. Łączniki umożliwiają pacjentowi samodzielne i bezpieczne zdejmowanie protezy do codziennej higieny.



Stąła proteza utrzymana na implantach jest przymocowana do implantów na stałe za pomocą specjalnych śrub. W przypadku tego rozwiązania jedynie dentysta będzie mógł zdejmować taką protezę. Higiena wygląda tak samo, jak w przypadku naturalnych zębów.

CO TO JEST **INPLACE™** ?

InPlace™ to wszechstronne rozwiązanie przeznaczone dla protez dentystycznych utrzymanych na implantach. Rozwiązanie to wykorzystuje łączniki Locator, które w bezpieczny sposób łączą protezę z implantami. W odróżnieniu od innych łączników, Locator korzysta z unikatowej, opatentowanej technologii oferując korzyści takie jak:

- + stabilność protezy podczas przeżuwania,
- + możliwość regulowania siły utrzymania protezy oraz samodostosowująca się konstrukcja dla łatwiejszego zakładania i ściągania protezy przy jednoczesnej gwarancji komfortu i bezpieczeństwa,
- + niewielka wysokość łączników sprawia, że po ściągnięciu protezy pacjent dalej czuje się komfortowo.

Mając na uwadze indywidualne potrzeby leczenia, protezy InPlace™ mogą być rozwiązaniem odpowiednim dla Ciebie.



“Jestem taki szczęśliwy! W końcu nie odczuwam bólu, ani zakłopotania wywołanych ruchomą protezą”

- M. JANKOWSKI



CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jak długo trwa terapia tą metodą?

Czas leczenia i wykorzystane metody są różne dla każdego pacjenta. Po wizycie konsultacyjnej, lekarz przygotowuje indywidualny plan leczenia. Wielu pacjentów, zaraz po zakończeniu terapii: mówi wyraźnie, że i przeżuwa z komfortem, jakiego nie mieli od lat.

Mam już protezę, czy można ją wykorzystać?

Jedynie Twój lekarz może podjąć taką decyzję. Jednak wielu pacjentów korzysta ze swoich dotychczasowych protez, które zostały dostosowane do funkcjonowania w oparciu o implanty.

Czy proteza na implantach umożliwi mi łatwiejsze przeżuwanie i czy zmniejszy się ilość otarć, które występują przy tradycyjnej protezie?

Tak, proteza w jamie ustnej jest stabilniejsza, co sprawia, że przeżuwanie jest bardziej naturalne. Dodatkowo, bezpieczne dopasowanie elementów eliminuje możliwość ocierania protezy o dziąsło, czyli nie ma bolesnych miejsc.

Co będę mógł jeść przy zastosowaniu protezy utrzymanej na implantach?

Wszystkie rozwiązania InPlace™ pozwalają na jedzenie rzeczy, które były nieosiągalne przy korzystaniu z tradycyjnej protezy.

Czy będę potrzebować dodatkowych elementów, aby proteza utrzymywała się w miejscu?

Nie, InPlace™ wykorzystuje łączniki Locator, które umieszczone są na górze implantu. Elementy utrzymujące wprowadzone są w protezę, nachodzą na łączniki i utrzymują protezę w miejscu (InPlace™).

Czy zakładanie i ściąganie protezy InPlace™ jest trudne?

Nie, zakładanie i ściąganie protezy jest proste. W terapii InPlace™ z wykorzystaniem Locatorów jest możliwość dobrania odpowiedniej siły utrzymania dostosowanej do potrzeb konkretnego pacjenta.

JESTEŚ GOTÓW NA PORZUCENIE TRADYCYJNYCH PROTEZ I POPRAWĘ JAKOŚCI SWOJEGO ŻYCIA?

Już dzisiaj umów wizytę u swojego stomatologa. Przedyskutuj z nim opcje leczenia dostosowane do Twoich potrzeb i zacznij cieszyć się korzyściami, które daje utrzymanie Twoich zębów w miejscu InPlace™!

Zobacz więcej na www.teethinplace.com



Wyłączny przedstawiciel **BIOSET 3i** w Europie Środkowej:

Dental Depot Wasio
Siedziba Główna
al. Lipowa 32, 53-124 Wrocław
tel.: +48 71 335 70 71, fax: +48 71 335 70 90
email: biura@dental-depot.com

Oddział Warszawa
ul. Konstancińska 2/78
02-942 Warszawa
tel.: +48 22 646 24 73, fax: +48 22 646 30 13
email: biurowarszawa@dental-depot.com

www.dental-depot.com

INPLACE™

Utrzymaj Twoje Zęby na Miejscu

InPlace Comprehensive Treatment Options exclusively feature the LOC ATOR® Attachment and other products from ZEST Anchors LLC

© 2013 InPlace is a trademark of ZEST Anchors LLC. ZEST and LOCATOR are registered trademarks of ZEST IP Holdings, LLC. All rights reserved. L9601 09/2013